

Para Uso Odontológico

Português

Indicações

Para uso profissional em consultórios odontológicos e laboratórios de prótese dentária. Utilizada para moldagens de oclusão inicial ou registro de mordida.

Aplicações

Cera 7

No consultório, usada para impressão ou registro de mordidas. No laboratório, usada para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui consistência macia e geralmente é usada em dias frios.

Cera Utilidade

Auxilia na elaboração de próteses dentárias, ajuste de moldeira de estoque e ajuste de modelos em articulador, entre outros.

Apresentações

Cera 7: Caixa com 225gr e pacote com 2.250kg

Cera Utilidade: Caixa com 225gr e pacote com 2.250kg

Composição

Parafina
Ceresina
Vaselina
Corante



Validade

5 anos a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

80750420005

Responsável Técnico

José Guilherme Pacheco Andrade
CRQ IV - 04223586



PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME

Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil

CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114

Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br